

## pH-metro de la piel Skincheck (HI 98110) pH-metro para el cuidado adecuado de piel y cabello

Hace mucho tiempo que el sector de la cosmética y de la salud se han preocupado por encontrar un pH-metro de la piel. El electrodo de pH plano posibilita el uso cómodo y rápido del medidor en el cuero cabelludo y en los mechones de pelo. El pH-metro de la piel está especialmente indicado en estudios de peluquería, salones de belleza, para médicos, dermatólogos, estudios de cosmética y en el sector de la cosmética en general. Si tiene alguna pregunta sobre el pH-metro, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono **902 044 604** para España, para Latinoamérica e internacional **+34 967 513 695** o en el número **+56 2 29381530** para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este pH-metro y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [medidores](#) o [balanzas](#).

### Características

- Fácil lectura del valor del pH en una gran pantalla LCD.
- Precisión de lectura de 0,01 pH
- Electrodo de pH especialmente diseñado con un sensor plano para una medición de precisión puntual de piel y cabello.
- Rango de medición universal para todas las aplicaciones en el cuidado de la piel y el cabello.
- Bajo consumo energético (las baterías duran cerca de 3000 horas).
- Formato de bolsillo compacto



### Especificaciones técnicas

Rango de medición:	0,0...14,0 pH
Resolución:	0,01 pH
Precisión:	±0,2 pH
Calibración:	manual de 2 puntos
Baterías:	2 de 1,4 V
Dimensiones:	66 x 50 x 25 mm
Peso:	90 g

### Contenido del envío

1 pH-metro de piel Skincheck, electrodo y cable incluidos, baterías e instrucciones de uso

### Adicional

- Kit de calibración.
- Opciones de mantenimiento

Aquí encuentra otros productos parecidos bajo la clasificación "pH-metro de bolsillo":

#### - [pH-metro de bolsillo de piel](#)

(Especial para medir el pH de la piel, cuero cabelludo y cabello)

#### - [pH-metro de bolsillo PCE-228](#)

(pH metros de mano para valor el pH, Redox y temperatura con interfaz RS-232)

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.