


Refractómetro para contenido de alcohol PCE-ALK

refractometro para determinar el contenido de alcohol en porcentaje del volumen

Con este refractómetro puede determinar el contenido de alcohol de un modo rápido y preciso. El refractometro puede ser usado para medir el contenido de alcohol en soluciones alcohólicas o en alcoholes de todo tipo. Para una correcta medición, este refractómetro debe ser utilizado en soluciones sin ningún tipo de pigmentación ni contenido en azúcares. Con otro refractómetro puede medir el alcohol probable del mosto, véalo [aquí](#). Si usted busca otro tipo de refractómetro en este [enlace](#) puede encontrarlo. Si tiene preguntas sobre el refractómetro para contenido de alcohol consulte la siguiente ficha técnica, use nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este refractometro para contenido de alcohol y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [equipos de laboratorio](#), [medidores](#) o las [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#).



Aparato para contenido de alcohol en porcentaje del volumen.
Refractómetro PCE-ALK



Ver / imprimir las instrucciones de uso del refractómetro PCE-ALK



Especificaciones técnicas

Rango de medición	0 ... 80 % (% del volumen - contenido de alcohol)
Precisión	± 1 %
Resolución	1 %
Compensación de temperatura	si
Dimensiones	203 x 29 mm de diámetro
Peso	280 g

Contenido del envío

1 refractómetro para contenido de alcohol, 1 pipeta, 1 destornillador, 1 maletín de transporte e instrucciones de uso

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Refractómetro":

- [Refractómetro PCE-Oe](#)
(para viticultores y amantes del vino: en °Oe, brix y babo)
- [Refractómetro PCE-5890](#)
(para apicultores / para la miel: en % de agua, baumé, brix)



- [Refractómetro PCE-0100](#)
(para medir el contenido de sal: en ‰ / peso esp. 1,0 - 1,07)
- [Refractómetro PCE-028](#)
(para el contenido de sal de los alimentos: en % (0 - 28))
- [Refractómetro PCE-SG](#)
(para refrigerantes, anticongelantes, productos de limpieza)
- [Refractómetro DRC](#)
(para la análisis de orina y suero proteínicas)
- [Refractómetro Abbe](#)
(multifuncional, índice de refracción: 1,300 ... 1,700)

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

