


Refractómetro para refrigerantes, anticongelantes, productos de limpieza PCE-SG

refractometro para determinar el contenido de anticongelante en soluciones acuosas

Con este refractómetro puede determinar el contenido de anticongelante en sus instalaciones y máquinas de un modo rápido y preciso. Podrá utilizar este refractómetro tanto en el ámbito de la industria como en el del sector del automóvil. Ponga un poco de líquido en el prisma, cierre la tapa y lea a continuación en la escala si tiene la cantidad de anticongelante necesaria para el líquido que haya seleccionado. Si no tiene suficiente cantidad, aumente la dosis y vuelva a realizar una nueva medición con el refractómetro. Si tiene preguntas sobre el refractómetro para refrigerantes consulte la siguiente ficha técnica, use nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este refractómetro y sobre cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [equipos de laboratorio](#), [medidores](#) o las [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)



Aparato para refrigerante o anticongelante,
productos de limpieza, ...
Refractómetro PCE-SG



Ver / imprimir las instrucciones de uso del
refractómetro PCE-SG



Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------------|---|
| Rangos de medición | 0 °C a - 50 °C refrigerante o anticongelante 0 °C a -40 °C producto de limpieza 1,15 - 1,30 líquido de la batería |
| Precisión | ± 5 °C anticongelante ± 5 °C producto de limpieza ± 0,01 líquido de la batería |
| Resolución | 5 °C anticongelante 5 °C producto de limpieza 0,01 líquido de la batería |
| Compensación de temperatura | no |
| Dimensiones | 157 x 29 mm de diámetro |
| Peso | 230 g |

Contenido del envío

1 x refractómetro para refrigerante o anticongelante, 1 x pipeta, 1 x destornillador, 1 x maletín de transporte e instrucciones de uso

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Refractómetro":

- [Refractómetro PCE-Oe](#)

(para viticultores y amantes del vino: en °Oe, brix y babo)



- [Refractómetro PCE-5890](#)
(para apicultores / para la miel: en % de agua, baumé, brix)
- [Refractómetro PCE-0100](#)
(para medir el contenido de sal: en ‰ / peso esp. 1,0 - 1,07)
- [Refractómetro PCE-028](#)
(para el contenido de sal de los alimentos: en % (0 - 28))
- [Refractómetro PCE-ALK](#)
(para control exacto del contenido de alcohol: en % (0 - 80))
- [Refractómetro DRC](#)
(para la análisis de orina y suero proteínas)
- [Refractómetro Abbe](#)
(multifuncional, índice de refracción: 1,300 ... 1,700)

Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.

